

Инструмент для снятия двухкомпонентного абатмента

- Инструмент для снятия двухкомпонентного абатмента с переломом шейки.
- При переломе двухкомпонентного абатмента на внутренней стороне имплантата.
- Если шестигранник винта абатмента поврежден.
- Извлеките его обратным вращением изнутри сломанного двухкомпонентного абатмента или на шестиграннике винта.

❖ Это одноразовый продукт. Повторное использование продукта может привести к нарушению его работы.



RD-AR-S



RD-AR-L

Процедура удаления двухкомпонентного абатмента с переломом шейки



1
Вставьте в отверстие сломанного абатмента инструмент для снятия двухкомпонентного абатмента.



2
Вращайте в обратном направлении инструмент для снятия двухкомпонентного абатмента, пока он не будет установлен на сломанный абатмент.



3
Если он установлен нормально, расшатывайте его и извлеките с помощью кусачек или любого другого инструмента.

Процедура удаления поврежденного шестигранника винта абатмента



1
Если монтаж шестигранной отвертки 1.2 невозможен из-за повреждения шестигранной части винта абатмента.



2
Вставьте инструмент для снятия двухкомпонентного абатмента в поврежденный шестигранник.



3
Поверните в обратном направлении инструмент для снятия двухкомпонентного абатмента, чтобы удалить поврежденный винт абатмента.