


Единая платформа для имплантатов IU

внутреннее шестигранное коническое соединение под углом 11°



Маркировка

Форма основания абатмента

M

МИНИ



с шестигранником

без шестигранника



МИНИ с шестигранником



МИНИ без шестигранника

МИНИ - имплантат IU: F3.3~F3.6

S

Стандартный



с шестигранником

без шестигранника




Стандартный с шестигранником



Стандартный без шестигранника

Стандартный - имплантат IU: F4.0~F6.0

Протокол съемного протезирования



Если корпус и колпачок имеют те же технические характеристики, что и Locator (Zest), OT Equator Plus (Rhein83) и др., то они совместимы с продуктом Warantec

Локатор

- Абатмент для изготовления съемного протеза с применением технологии локаторов
- Соединение с помощью шестигранной отвертки 1.2
- Рекомендуемое усилие: 30 Нсм
- **Рекомендуемый метод фиксации: через 10 минут после фиксации затянуть еще раз с усилием 30 Нсм**
- Комплектация: абатмент



■ В/Д

M RA4.3
(D 4.3)

S RA4.3
(D 4.3)



IULA4310AT
IULA4310T

IULA4320AT
IULA4320T

IULA4330AT
IULA4330T

IULA4340AT
IULA4340T

IULA4350AT
IULA4350T

IULA4360AT
IULA4360T