

Кортикальная фреза

- Фреза для расширения кортикальной кости после использования фрезы для сбора костной ткани
- Используется для финализации ложа под имплантат в твердой кости
- Для каждого диаметра имплантата



Имплантат	 F3.6	 F4.0	 F4.5	 F5.0	 F5.5	 F6.0
Арт. N°	PD-35	PD-40	PD-45	PD-50	PD-55	PD-60
Диаметр	Ø3.6	Ø4.1	Ø4.6	Ø5.1	Ø5.6	Ø6.1