


Сингл-юнит абатмент / Мульти-юнит абатмент



Система протезирования InEx

Маркировка



с шестигранником



без шестигранника

S4 обозначает
сингл-юнит и мульти-юнит
абатмент D4.0



с шестигранником

S5 обозначает
сингл-юнит
абатмент D5.0



с шестигранником



без шестигранника


M5 обозначает
мульти-юнит абатмент D5.0




без шестигранника

AM5 обозначает
мульти-юнит угловой
абатмент D5.0

Система протезирования IU

		Сингл-юнит и мульти-юнит абатменты	Слепочный трансфер	Аналог		Временный																																							
				Лабораторный аналог	Цифровой аналог																																								
	с шестигранником без шестигранника		 Закрытая ложка Открытая ложка <table><tr><th></th><th>Тип трансфера</th><th>Тип захвата</th></tr><tr><td rowspan="3">С шести-гранником</td><td>ICOMUPT40SS</td><td>ICOMUPP40H</td></tr><tr><td>ICOMUPT40S</td><td></td></tr><tr><td>ICOMUPT40L</td><td></td></tr></table> Винт в комплекте		Тип трансфера	Тип захвата	С шести-гранником	ICOMUPT40SS	ICOMUPP40H	ICOMUPT40S		ICOMUPT40L		 ICOMAN40H	 MUDAN40	 С шестигранником IOMUTC40H  Без шестигранника IOMUTC40L																													
		Тип трансфера	Тип захвата																																										
С шести-гранником	ICOMUPT40SS	ICOMUPP40H																																											
	ICOMUPT40S																																												
	ICOMUPT40L																																												
SMUA 4.0 Сингл-юнит и мульти-юнит абатменты	<table><tr><th>В/Д</th><th>Арт. №</th><th>В/Д</th><th>Арт. №</th></tr><tr><td>1.0</td><td>IUMU4010A</td><td>1.0</td><td>IUMU4010</td></tr><tr><td>2.0</td><td>IUMU4020A</td><td>2.0</td><td>IUMU4020</td></tr><tr><td>3.0</td><td>IUMU4030A</td><td>3.0</td><td>IUMU4030</td></tr><tr><td>4.0</td><td>IUMU4040A</td><td>4.0</td><td>IUMU4040</td></tr><tr><td>5.0</td><td>IUMU4050A</td><td>5.0</td><td>IUMU4050</td></tr><tr><td>6.0</td><td>IUMU4060A</td><td>6.0</td><td>IUMU4060</td></tr></table>	В/Д	Арт. №	В/Д	Арт. №	1.0	IUMU4010A	1.0	IUMU4010	2.0	IUMU4020A	2.0	IUMU4020	3.0	IUMU4030A	3.0	IUMU4030	4.0	IUMU4040A	4.0	IUMU4040	5.0	IUMU4050A	5.0	IUMU4050	6.0	IUMU4060A	6.0	IUMU4060																
В/Д	Арт. №	В/Д	Арт. №																																										
1.0	IUMU4010A	1.0	IUMU4010																																										
2.0	IUMU4020A	2.0	IUMU4020																																										
3.0	IUMU4030A	3.0	IUMU4030																																										
4.0	IUMU4040A	4.0	IUMU4040																																										
5.0	IUMU4050A	5.0	IUMU4050																																										
6.0	IUMU4060A	6.0	IUMU4060																																										
	с шестигранником		 Закрытая ложка Открытая ложка <table><tr><th></th><th>Тип трансфера</th><th>Тип захвата</th></tr><tr><td rowspan="4">С шести-гранником</td><td>ICOMUPTSS</td><td>ICOMIPP43H</td></tr><tr><td>ICOMUPTS</td><td></td></tr><tr><td>ICOMUPTL</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table> Винт в комплекте		Тип трансфера	Тип захвата	С шести-гранником	ICOMUPTSS	ICOMIPP43H	ICOMUPTS		ICOMUPTL				 ICOSAN50H	 SUDAN50	 С шестигранником IOMUTC43H																											
		Тип трансфера	Тип захвата																																										
С шести-гранником	ICOMUPTSS	ICOMIPP43H																																											
	ICOMUPTS																																												
	ICOMUPTL																																												
SUA 5.0 Сингл-юнит абатмент	<table><tr><th>В/Д</th><th>Арт. №</th></tr><tr><td>1.0</td><td>IUSU5010</td></tr><tr><td>2.0</td><td>IUSU5020</td></tr><tr><td>3.0</td><td>IUSU5030</td></tr><tr><td>4.0</td><td>IUSU5040</td></tr><tr><td>5.0</td><td>IUSU5050</td></tr><tr><td>6.0</td><td>IUSU5060</td></tr></table>	В/Д	Арт. №	1.0	IUSU5010	2.0	IUSU5020	3.0	IUSU5030	4.0	IUSU5040	5.0	IUSU5050	6.0	IUSU5060																														
В/Д	Арт. №																																												
1.0	IUSU5010																																												
2.0	IUSU5020																																												
3.0	IUSU5030																																												
4.0	IUSU5040																																												
5.0	IUSU5050																																												
6.0	IUSU5060																																												
	без шестигранника		 Закрытая ложка <table><tr><th></th><th>Тип трансфера</th></tr><tr><td rowspan="3">Без шести-гранника</td><td>ICOMUPT43SS</td></tr><tr><td>ICOMUPT43S</td></tr><tr><td>ICOMUPT43L</td></tr></table> Винт в комплекте		Тип трансфера	Без шести-гранника	ICOMUPT43SS	ICOMUPT43S	ICOMUPT43L	 ICOMAN43	 MUDAN50N	 Без шестигранника IOMUTC43L																																	
		Тип трансфера																																											
Без шести-гранника	ICOMUPT43SS																																												
	ICOMUPT43S																																												
	ICOMUPT43L																																												
MUA 5.0 Мульти-юнит абатмент	<table><tr><th>В/Д</th><th>Арт. №</th><th>В/Д</th><th>Арт. №</th></tr><tr><td>1.0</td><td>IUMU5010</td><td>1.0</td><td>IUMU5010</td></tr><tr><td>2.0</td><td>IUMU5020</td><td>2.0</td><td>IUMU5020</td></tr><tr><td>3.0</td><td>IUMU5030</td><td>3.0</td><td>IUMU5030</td></tr><tr><td>4.0</td><td>IUMU5040</td><td>4.0</td><td>IUMU5040</td></tr><tr><td>5.0</td><td>IUMU5050</td><td>5.0</td><td>IUMU5050</td></tr><tr><td>6.0</td><td>IUMU5060</td><td>6.0</td><td>IUMU5060</td></tr></table>	В/Д	Арт. №	В/Д	Арт. №	1.0	IUMU5010	1.0	IUMU5010	2.0	IUMU5020	2.0	IUMU5020	3.0	IUMU5030	3.0	IUMU5030	4.0	IUMU5040	4.0	IUMU5040	5.0	IUMU5050	5.0	IUMU5050	6.0	IUMU5060	6.0	IUMU5060																
В/Д	Арт. №	В/Д	Арт. №																																										
1.0	IUMU5010	1.0	IUMU5010																																										
2.0	IUMU5020	2.0	IUMU5020																																										
3.0	IUMU5030	3.0	IUMU5030																																										
4.0	IUMU5040	4.0	IUMU5040																																										
5.0	IUMU5050	5.0	IUMU5050																																										
6.0	IUMU5060	6.0	IUMU5060																																										
	без шестигранника		 Открытая ложка <table><tr><th></th><th>Тип захвата</th></tr><tr><td rowspan="2">Без шести-гранника</td><td>ICOMIPP43</td></tr><tr><td></td></tr></table> Винт в комплекте		Тип захвата	Без шести-гранника	ICOMIPP43																																						
		Тип захвата																																											
Без шести-гранника	ICOMIPP43																																												
MUAA 5.0 Угловой мульти-юнит абатмент	<table><tr><th colspan="2">Ø 5.0 (15°)</th><th colspan="2">Ø 5.0 (15°)</th></tr><tr><th>В/Д</th><th>Арт. №</th><th>В/Д</th><th>Арт. №</th></tr><tr><td>2.5</td><td>IUMUAA1625HA</td><td>2.5</td><td>IUMUAA1625H</td></tr><tr><td>3.5</td><td>IUMUAA1635HA</td><td>3.5</td><td>IUMUAA1635H</td></tr><tr><td>4.5</td><td>IUMUAA1645HA</td><td>4.5</td><td>IUMUAA1645H</td></tr></table> <table><tr><th colspan="2">Ø 5.0 (30°)</th><th colspan="2">Ø 5.0 (30°)</th></tr><tr><th>В/Д</th><th>Арт. №</th><th>В/Д</th><th>Арт. №</th></tr><tr><td>2.0</td><td>IUMUAA3030HA</td><td>2.0</td><td>IUMUAA3030H</td></tr><tr><td>4.0</td><td>IUMUAA3040HA</td><td>4.0</td><td>IUMUAA3040H</td></tr><tr><td>5.0</td><td>IUMUAA3050HA</td><td>5.0</td><td>IUMUAA3050H</td></tr></table>	Ø 5.0 (15°)		Ø 5.0 (15°)		В/Д	Арт. №	В/Д	Арт. №	2.5	IUMUAA1625HA	2.5	IUMUAA1625H	3.5	IUMUAA1635HA	3.5	IUMUAA1635H	4.5	IUMUAA1645HA	4.5	IUMUAA1645H	Ø 5.0 (30°)		Ø 5.0 (30°)		В/Д	Арт. №	В/Д	Арт. №	2.0	IUMUAA3030HA	2.0	IUMUAA3030H	4.0	IUMUAA3040HA	4.0	IUMUAA3040H	5.0	IUMUAA3050HA	5.0	IUMUAA3050H				
Ø 5.0 (15°)		Ø 5.0 (15°)																																											
В/Д	Арт. №	В/Д	Арт. №																																										
2.5	IUMUAA1625HA	2.5	IUMUAA1625H																																										
3.5	IUMUAA1635HA	3.5	IUMUAA1635H																																										
4.5	IUMUAA1645HA	4.5	IUMUAA1645H																																										
Ø 5.0 (30°)		Ø 5.0 (30°)																																											
В/Д	Арт. №	В/Д	Арт. №																																										
2.0	IUMUAA3030HA	2.0	IUMUAA3030H																																										
4.0	IUMUAA3040HA	4.0	IUMUAA3040H																																										
5.0	IUMUAA3050HA	5.0	IUMUAA3050H																																										

Стандартный цилиндр	Обтачиваемый, стандартный и КХС	Скан-маркер	Титановое основание		Заглушка	Держатель	Адаптеры	Прочие инструменты
			С шестигранником	Без шестигранника				
 С шестигранником IOMUTC40H	Стандартный  В/А С шестигранником 8 MUSB45H	 MUSCT40S MUSCT40 MUSCT40L	 MUTB45SHS MUTB45SH		 ICOMUHC50	 ICOMUPC40	 HA-HHA RA-HHA-S RA-HHA-L RA-HHA-LL	
	Стандартный  В/А Без шестигранника MUSB45N			 MUTB45TNS MUTB45TN				
 С шестигранником IOMUTC43H	Обтачиваемый  С шестигранником IOMUMA	 MUSCT50S MUSCT50 MUSCT50L	 SUTB58SHS SUTB58SH		 ICOMUHC60	 ICOMUPC50	 HA-HH RA-HH-S RA-HH-L RA-HH-LL	 WDE
	Стандартный  С шестигранником SUSB55H							
 Без шестигранника IOMUTC43	Обтачиваемый  Без шестигранника IOMUMAN	 MUSCT50NS MUSCT50N MUSCT50NL		 MUTB55TS MUTB55T	 MUAAGR	 HD-TW-L		 RA-HS-S RA-HS-L
	Стандартный  Без шестигранника MUSB55N			 MUTB55TL				
 Без шестигранника IOMUTC43	КХС  Без шестигранника IOMUCC43							

Сингл-юнит и Мульти-юнит абатмент


- Абатмент для изготовления мостовидных конструкций с винтовой фиксацией
- Слепок с уровня абатмента
- Соединение с помощью специального внешнего адаптера
- Рекомендуемое усилие: 30 Нсм
- **Рекомендуемый метод фиксации: через 10 минут после фиксации затянуть еще раз с усилием 30 Нсм**
- Комплектация: абатмент + держатель + заживляющий колпачок



В/Д

M SMUA4.0
(D 3.95)

S SMUA4.0
(D 3.95)



IUMU4010A
IUMU4010



IUMU4020A
IUMU4020



IUMU4030A
IUMU4030



IUMU4040A
IUMU4040



IUMU4050A
IUMU4050



IUMU4060A
IUMU4060



Заживляющий колпачок:
ICOMUNC50



Держатель:
ICOMUPC40

Заживляющий колпачок и держатель входят в комплектацию

Мульти-юнит абатмент

- Абатмент для изготовления мостовидных конструкций с винтовой фиксацией
- Слепок с уровня абатмента
- Соединение с помощью специального внешнего адаптера
- Рекомендуемое усилие: 30 Нсм
- **Рекомендуемый метод фиксации: через 10 минут после фиксации затянуть еще раз с усилием 30 Нсм**
- Комплектация: абатмент + держатель + заживляющий колпачок



В/Д

S MUA5.0
(D 4.95)



IUMU5010



IUMU5020



IUMU5030



IUMU5040



IUMU5050



IUMU5060



Заживляющий колпачок:
ICOMUNC60



Держатель:
ICOMUPC50

Заживляющий колпачок и держатель входят в комплектацию