



Обтачиваемый / Угловой / КХС / Временный



Слепочный трансфер для закрытой ложки


- Цилиндрическая форма облегчает извлечение слепка
- Соединение вручную с помощью шестигранной отвертки 1.2
- Комплектация: слепочный трансфер + фиксирующий винт



Арт. №		Диаметр	Высота	Применение	Винт
IUPTSA		4.0	11.6	IУНА4010А-IУНА4030А	IUSPTSA
IUPTLA		4.0	14.6	IУНА4040А-IУНА4060А	IUSPTLA
IUPTS40		4.0	11.6	IУНА4010-IУНА4030	IUSPTS40
IUPTL40		4.0	14.6	IУНА4040-IУНА4060	IUSPTL40
IUPTS		5.0	11.6	IУНА5010-IУНА5030	IUSPTS
IUPTL		5.0	14.6	IУНА5040-IУНА5060	IUSPTL

Слепочный трансфер для открытой ложки

- Форма «гребешка» для более точного и устойчивого снятия оттиска
- Соединение вручную с помощью шестигранной отвертки 1.2
- Комплектация: слепочный колпачок + фиксирующий винт



Арт. №		Высота	Винт	Тип
IUPPSA		12.2	IUSPPSA	с шестигранником
IUPPLA		16.2	IUSPPLA	с шестигранником
IUPPS		12.2	IUSPPS	с шестигранником
IUPPL		16.2	IUSPPL	с шестигранником

Лабораторный аналог имплантата

- Лабораторный аналог для слепка с уровня имплантата
- Воспроизводит позицию имплантата на модели
- Используется для имплантатов диаметром F3.6 / F4.0 ~ F6.0
- Комплектация: аналог

Арт. №		Тип
IUANM		с шестигранником
IUANR		с шестигранником

