


Вертикальный анкер

- Штифт, который фиксирует хирургический шаблон путем фиксации к имплантату
- Обычно используется при беззубой челюсти и предотвращает вертикальное смещение шаблона
- Фиксируется к имплантату вручную с помощью специальной отвертки



Арт. N°	Втулка	Имплантат	
GVA120M	12	F3.6	*Опционально
GVA090S	9	F4.0-F5.0	
GVA105S	10.5	F4.0-F5.0	
GVA090W	9	F5.5-F6.0	*Опционально
GVA105W	10.5	F5.5-F6.0	*Опционально
GVA120W	12	F5.5-F6.0	*Опционально