

Промежуточные фрезы

- Особая система ирригации позволяет предотвратить перегрев кости
- Для удобства докторов доступны сверла различной длины
- Рекомендованная скорость вращения:
800-1.000 об/мин.



Имплантат	● F3.6	● F4.0	● F4.5	● F5.0	● F5.5	● F6.0	
Диаметр	Ø2.9	Ø3.6	Ø4.1	Ø4.7	Ø5.3	Ø5.8	Длина
Арт. №	GSD30085	GSD35085	GSD40085	GSD45085	GSD50085	GSD55085	8.5
	GSD30100	GSD35100	GSD40100	GSD45100	GSD50100	GSD55100	10
	GSD30115	GSD35115	GSD40115	GSD45115	GSD50115	GSD55115	11.5
	GSD30130	GSD35130	GSD40130	GSD45130	GSD50130	GSD55130	13
	GSD30145	GSD35145	GSD40145	GSD45145	GSD50145		14.5
Втулка	MSV-52				MSV-65		
Набор	WAGA				WAGA Plus		