

Имплантовод машинного типа

- Используется при установке имплантата с помощью машинного оборудования
- Соединение: F3.3-F3.6 (МИНИ-желтый), F4.0-6.0 (стандартный-синий)
- Для удобства докторов предусмотрены короткие и длинные имплантоводы

Арт. №	Длина (мм)	Тип	
HD-IU-MS	25	МИНИ	*Опционально
HD-IU-ML	29		
HD-IU-RS	25	Стандартный	*Опционально
HD-IU-RL	29		

