

Ограничитель фрезы

- Длина ограничителя фрезы указывает на фактическую длину фрезы, оставшуюся после присоединения ограничителя
- Цветовая маркировка нанесена по всей длине, чтобы было удобно определить длину и поместить ее в набор



Арт. №								Имплантат
DS-5	DS-5.5	DS-6	DS-7	DS-8.5	DS-10	DS-11.5	DS-13	F3.3-F5.0
DSW-5	DSW-5.5	–	DSW-7	DSW-8.5	DSW-10	DSW-11.5	DSW-13	F5.5-F6.0

Опционально

- Стоппер останавливает фактическую длину, исключая длину зоны безопасности
- **Для сверления всегда рекомендуется использовать стоппер на 1 шаг короче, чем длина устанавливаемого имплантата, чтобы убедиться, что имплантат будет погружен на 0.5~1.0 мм глубже уровня кости**