


Имплантовод для динамометрического ключа

- Используется при установке имплантата с помощью динамометрического ключа
- Соединение: F3.3-F3.6 (МИНИ-желтый), F4.0-6.0 (стандартный-синий)
- Перед использованием необходимо убедиться, что инструмент полностью собран. Неполная сборка может привести к разрушению из-за сильного напряжения
- Будьте осторожны, так как чрезмерный крутящий момент может привести к повреждению внутреннего шестигранника
- Для удобства докторов предусмотрены короткие и длинные имплантоводы



Арт. №	Длина (мм)	Тип	
RD-IU-MS	13.2	МИНИ	*Опционально
RD-IU-ML	18.8		
RD-IU-RS	13.2	Стандартный	*Опционально
RD-IU-RL	18.8		